

LANAFORM®



1. Chức năng cơ bản:

- Massage rung với 5 động cơ, 4 chế độ rung và 1 chế độ tự động
- 4 cường độ massage
- 4 vùng massage (lưng, thắt lưng, hông và đùi)
- 1 vùng có chức năng nhiệt.
- Thời gian massage tùy chọn gồm: 15, 30 và 60 phút

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm:

Thiết bị này chỉ dành cho xoa bóp lưng của người sử dụng. Nó không thể thay thế điều trị y tế. Không sử dụng các thiết bị massage nếu có những lời cảnh báo sau đây áp dụng cho bạn.

Cảnh báo

Sử dụng các thiết bị massage này bị cấm trong các trường hợp sau đây:

- Không sử dụng với trường hợp người điều trị có những thay đổi do bệnh tật hoặc bị thương trong khu vực massage (ví dụ như vấn đề đĩa đệm, vết thương hở)
- Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ trong thời kỳ mang thai và trên động vật
- Không sử dụng trong khi bạn ngủ
- Không sử dụng thiết bị trong khi sử dụng các chất làm giảm thời gian phản ứng (ví dụ như thuốc giảm đau, rượu)
- Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 phút (do nguy cơ quá nóng) và để thiết bị tự làm mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng tiếp.
- Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn các thiết bị massage là thích hợp cho bạn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Đệm massage cho ô tô Lanaform Back Massager của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HSDS trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Đệm massage cho ô tô.
- Adapter.
- Dây cắm kết nối với ô tô.
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt, Phiếu bảo hành sản phẩm.

• Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả năng tinh thần. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.

Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các thiết bị massage nếu:

- Bạn bị một căn bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục từ một cuộc phẫu thuật.
- Bạn đang được trang bị máy tạo nhịp tim, hoặc các thiết bị cấy ghép khác
- Bạn đang bị bệnh tiểu đường
- Bạn đang có những cơn đau chưa rõ nguyên nhân.

Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả trong các hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như là kết quả của việc sử dụng thiết bị cho những mục đích không phù hợp hoặc bất cẩn.

Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện khác, thiết bị massage này phải được xử lý thận trọng và sự quan tâm để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật.

Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như sau:

- Chỉ sử dụng với điện áp định mức.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị khi có giông bão. Trong trường hợp một lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối từ nguồn điện.

- Không bao giờ kéo cáp điện hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối cung cấp điện từ nguồn điện ổ cắm.
- Sửa chữa các thiết bị chỉ nên được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn. Sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm người sử dụng. Trong trường hợp sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.
- Nếu các đơn vị cung cấp điện hoặc dây điện bị hỏng, phải được thay thế kịp thời bởi một đại lý ủy quyền.

3. Hướng dẫn sử dụng:

Đệm massage cho ô tô Lanaform có hệ thống dây đai cho phép đặt đệm massage thẳng đứng trên một chiếc ghế phù hợp với một khu vực ngồi và tựa lưng (ghế, sofa hoặc vị trí tương tự). Hãy chắc chắn rằng lưng ghế (lớp bảo vệ ghế) đủ cao, sau đó dán dây đai lại.

3.1. Cắm các dây kết nối với nguồn điện, bật On/Off để bắt đầu hoặc dừng lại.

3.2. Chế độ tự chọn: Nhờ chế độ này bạn có thể lựa chọn các chế độ sau:

- + Chế độ 1, 2, 3, 4 ở phím 2 trên thiết bị điều khiển.
- + 1 trong 4 cường độ rung ở phím 4.
- + Thời gian massage (15, 30 hoặc 60 phút) như phím 5.
- + Các điểm massage mong muốn như phím 6A, 6B, 6C, 6D.
- + Chức năng nhiệt để thư giãn cơ bắp ở phím 7.

3.3. Chế độ tự động:

- + Chế độ này bao gồm 1 chuỗi các điểm massage.
- + Thời gian, cường độ, chức năng nhiệt và khu vực massage mong muốn vẫn có thể lựa chọn ở chế độ này.

4. Bảo quản

- Đặt sản phẩm trong hộp để ở nơi khô ráo.
- Tránh tiếp xúc với các cạnh nhọn và các vật thể có thể xuyên qua bề mặt vải.
- Ngắt kết nối nguồn điện và để vài phút trước khi muốn vệ sinh.
- Không dùng nước và chất lỏng khác tiếp xúc với sản phẩm.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa.

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**

Thiết bị điều khiển:

1. ON/OFF
2. 4 chức năng massages
3. 1 chế độ tự động
4. 4 cường độ rung
5. 3 khoảng thời gian
6. A Lưng
B Tả lưng
C Hông
D Đùi
7. Chức năng "Nhiệt"

